

PediLoc[®]

Placca per stabilizzazione tibiale distale

La OrthoPediatrics presenta... Un nuovo punto di riferimento nella stabilizzazione tibiale

- Multiple placche con diversi design per offrire maggiori alternative nelle osteotomie e nelle stabilizzazioni di frattura
- Ideate sulla base di dati esclusivi, ne risulta un perfetto adattamento all'anatomia della tibia per la riparazione delle fratture
 - Guide per viti esagonali lobulari bloccanti e non bloccanti
 - Fissaggio stabile



Caratteristiche e vantaggi:

- Placche bloccanti a profilo basso in acciaio inossidabile
- Resistenti, facili da rimuovere
- Presagomate anatomicamente
- Grande varietà di forme e dimensioni
- Parte del sistema PediLoc
- Progettate per l'utilizzo in osteotomie e stabilizzazione di fratture
- Meccanicamente stabile
- Riduce l'irritazione cutanea
- Fissaggio rigido

PediLoc® Tibia

3 diverse conformazioni della placca:



La svasatura metafisaria permette un fissaggio distale più stabile all'osteotomia o al punto di frattura

Accoglie viti corticali a profilo basso 3.5 mm bloccanti e non bloccanti



Tutte le viti sono compatibili con driver esagonali lobulati T 15-3.5.

Ogni placca è disegnata specificamente per mimare l'anatomia della tibia pediatrica.

